

DESCRIPTIF TECHNIQUE
DES ARMOIRES EN INOX TECH-INTER



Équipée d'un système de ventilation par le haut, **les armoires de stockage TECH INTER, en acier inoxydable, sont conçues pour le stockage des échantillons fixés dans le formol.**

Les vapeurs nocives sont aspirées vers le haut. Les vapeurs sont évacuées dans l'atmosphère par l'intermédiaire d'un ventilateur externe ou intégré dans l'armoire.

Nous proposons trois gammes d'armoire :

Modèle basique sans double fond

Modèle supérieur avec double fond perforé pour homogénéiser la ventilation sur toute la hauteur de l'armoire.

Modèle transmurale sur mesure

Les portes peuvent être en inox ou en verre sécurit, battantes ou coulissantes.

La vitesse de l'air dans l'armoire est calculée afin de garantir une totale sécurité des utilisateurs.

L'armoire est équipée de 4 étagères en inox, réglables en hauteur. Des étagères supplémentaires sont disponibles en option.

Si la configuration de l'installation le nécessite (environnement extérieur avec des zones habitées à proximité soit environ 15 mètres du point d'extraction), nous proposons également en option, une filtration des vapeurs avant rejet vers l'extérieur, par l'intermédiaire d'un filtre charbon actif spécial formol, imprégné de permanganate de potassium.

La partie basse est équipée d'un ou plusieurs bacs de rétention en cas de fuite d'un flacon.

Qualité d'inox conforme à la norme NF EN 10088-1 : 1995.

Matériaux :

Inox 304 pour la structure épaisseur 10/10

Piètement tubulaire 40x40

Soudures : Procédure de soudure TIG (Tungstène Inerte Gaz), soudures poncées et polies, décapage à l'acide des soudures intérieures

Aspiration :

Par le haut (modèle basique)

Au travers d'un panneau arrière perforé sur toute la hauteur (modèle supérieur)

Portes :

Coulissantes ou battantes

En inox ou en verre sécurit

Etagères en inox :

Ajustables en hauteur

4 étagères

Etagères supplémentaires en option

L'évacuation de l'air se fait par le haut. Le diamètre du piquage de raccordement sera de 200 ou 250 mm pour volume d'aspiration requis de 150 à 250 m³/h pour garantir un renouvellement d'air suffisant à l'intérieur de l'armoire.

Le système de ventilation doit être équipé d'un filtre charbon spécial formol, accessible par l'utilisateur pour son remplacement, si l'environnement de la zone de rejet des vapeurs le nécessite. (habitations et locaux avec fenêtres à proximité). Voir avec la CRAM de votre région.

Afin de réduire au maximum la perte de charge, les gaines du circuit de ventilation devront présenter un coefficient de rugosité le plus bas possible afin d'optimiser le ratio puissance du moteur à installer et qualité d'aspiration obtenue.

La perte de charge de la table est de 80 Pa.

Les armoires sont proposées sur mesure pour répondre aux besoins des utilisateurs et aux contraintes de la pièce.

Nous proposons également des tables de macroscopie, des postes de réception ventilés, des postes de gestion des déchets, des sas de transfert, des paillasse standard, etc... nous permettant de vous proposer une solution complète pour la réalisation ou la mise aux normes de votre salle de macroscopie et de votre laboratoire.

Pour chaque commande, nous vous envoyons un schéma de validation 2D et 3D mais également une photo virtuelle pour éviter toute erreur avant le lancement de la fabrication.





Liste de quelques installations réalisées par Tech Inter

Client	Contact	Tél	Ville
Cabinet de pathologie 2 tables de macroscopie	Monsieur BONNIERE	03 27 47 12 12	VALENCIENNES 59
Cabinet de pathologie 1 table de macroscopie	Madame PAGLIARA	02 54 22 90 25	CHATEAUROUX 36
Cabinet de pathologie 1 table de macroscopie	Monsieur IP	05 46 93 06 10	SAINTES 17
Hopital Raymond POINCARE 2 tables de macroscopie	Madame DELVAL	01.47.10.76.85	GARCHES 92
Cabinet de pathologie 1 table de macroscopie	Monsieur LE PAHUN	02 54 43 13 10	BLOIS 41
Cabinet de Pathologie 1 table de macroscopie et armoire ventilée	Madame SIMBSLER	04 92 09 07 92	NICE 06
Hôpital d'AJACCIO 2 tables de macroscopie et armoire ventilée	Monsieur ANGELI	04 95 29 63 67	AJACCIO 2A
Cabinet de Pathologie 2 tables de macroscopie, 2 tables de réception, 2 armoires ventilées, 2 sorbonnes,	Monsieur DELPLACE	03 20 52 24 42	LILLE 59
Cabinet de Pathologie 1 table de macroscopie, 1 table de réception, 2 armoires, 1 sorbonne.	Monsieur AUGUSTO	03 21 71 64 25	ARRAS 62
CEA Saclay 4 tables de macroscopie.	Madame JAN	01 46 54 80 28	FONTENAY AUX ROSES
Cabinet de Pathologie 2 tables de macroscopie, 1 poste de vidange ventilée, armoires ventilées.	Monsieur LEGUENE	02.33.68.60.20	AVRANCHES 50
Cabinet de Pathologie 2 tables de macroscopie	Monsieur PETERS	03.89.31.05.31	SAUSHEIM 68
Cabinet de Pathologie 2 tables de macroscopie, 2 tables de réception.	Monsieur SCHVARTZ	03 26 40 42 36	REIMS 51
CNRS 1 table de macroscopie	Madame GUILLOU	04 67 14 29 49	MONTPELLIER 34
CACP CARTIER Confinement de paillasse de laboratoire	Madame CARTIER	01.43.36.04.46	PARIS 13
CACP LE HAVRE Table de macroscopie et paillasse	Monsieur DALIBARD	02 35 22 55 24	LE HAVRE 76
Cabinet de Pathologie 5 tables de macroscopie, 1 table de réception, 1 poste de vidange, 5 armoires ventilées, 1 armoire transmurale ventilée, 1 sas ventilé, 2 sorbonnes	Monsieur KIRCHNER,	03.83.28.28.34	NANCY 54
Cabinet de Pathologie 1 table de macroscopie, 1 table de réception	Monsieur ROUQUETTE	05 63 20 06 06	MONTAUBAN 82
CACP GRENOBLE 1 table de macroscopie biopsie, 1 confinement table existante.	Madame CIAPA	04 76 86 68 48	GRENOBLE 38
Cabinet de Pathologie 1 table de macroscopie, 1 armoire transmurale ventilée	Madame MERINO	05 57 81 23 10	BORDEAUX 33
Cabinet Nord Pathologie 3 tables de macroscopie	Monsieur DELERIVE	03 20 97 40 90	LILLE 59
Cabinet de Pathologie 1 table de macroscopie	Madame BALLET	03.29.35.64.24	EPINAL 88
Cabinet de Pathologie 1 table de macroscopie	Monsieur DE KERGALE	02 35 70 55 82	ROUEN 76
CH de Montauban 2 tables de macroscopie, 1 armoire ventilée	Mme HERBAU BARRES	05 63 92 82 82	MONTAUBAN 82
Centre Hospitalier de Lille 1 table de macroscopie, Confinement de 5 tables Vogel	Madame FAYEULLE	03 20 44 58 50	LILLE 59
Centre Hospitalier de Roubaix 2 tables de macroscopie, 1 armoire ventilée	Madame CARPENTIER	03 20 99 30 92	ROUBAIX 59
Cabinet de Pathologie 1 table de macroscopie, 2 armoires ventilées	Monsieur COURTIN	03 20 28 07 20	TOURCOING 59
Cabinet de Pathologie 1 table de macroscopie	Monsieur THEVENOT	04 66 67 60 23	NIMES 30

Client	Contact	Tél	Ville
Hôpital Foch 4 armoires ventilées avec tiroirs	Madame COLOMBAT	01 46 25 29 15	SURESNES 92
CACP Creil 1 armoire ventilée	Monsieur CAZIER	03 44 55 23 14	CREIL
CACP Montpellier 2 armoires ventilées	Monsieur BARNEON	04 99 23 32 60	MONTPELLIER 34
CH Mantes la Jolie 1 armoire ventilée	Madame ROPERCH	01 34 97 43 49	MANTES LA JOLIE 78
CACP Haguenau 1 armoire ventilée	Monsieur DURAND	03 88 90 92 60	HAGUENAU 67
CHU NANCY 1 table de macroscopie double poste en vis-à-vis	Monsieur VIGNAUD	03.83.85.13 51	NANCY 54
CHU VANDOEUVRE LES NANCY 2 tables de macroscopie double poste en vis-à-vis, 1 armoire ventilée.	Madame BONNET	03 83 15 40 29	VANDOEUVRE /NANCY
CACP REIMS 1 table de macroscopie, 1 armoire stockage	Mme LEMOINE	03 26 40 41 60	REIMS 51
CACP STRASBOURG 2 tables de macroscopie, 1 armoire stockage, 1 armoire passe plat, 1 poste de vidange, 1 poste de réception, 1 confinement automates.	Mr MULLER	03 88 35 35 28	STRASBOURG 67
CACP COLMAR 1 table de macroscopie, 1 poste de réception, 1 armoire ventilée, 1 confinement automates, etc	Mme LAZZAROTTO	03.89.24.43.42	COLMAR 90
CACP BESANCON 2 tables de macroscopie, 3 armoires ventilées, 1 table de jonction	Mr PETITJEAN	03 81 88 74 44	BESANCON 25
CACP TOURS 1 table de macroscopie, Confinement et paillasse de laboratoire	Mme DE PINIEUX	02 47 36 22 44	CHAMBRAY LES TOURS
Centre de recherche THALES 1 table de macroscopie	Mr MANGINOT		CHATOU 78
ECOLE VETERINAIRE DE NANTES 1 table de macroscopie	AXIMA		NANTES 44
IHP Le Bouscat 2 tables de macroscopie, 1 poste laverie	Mme HARDOUIN	05 57 22 22 88	LE BOUSCAT 33
CACP PASSY 2 tables de macroscopie	Mme SCHWITZGABEL	01 40 50 97 70	PARIS 75
CH PERPIGNAN 1 table de macroscopie, 1 poste cytologie, 1 poste coloration spéciales, 1 armoire	Mr BILLOTET	04.68.61.69.85	PERPIGNAN 66
CACP LANGON 1 table de macroscopie, 1 confinement de paillasse, 1 armoire passe-plat	Mr ARRIUDARE	05 57 98 06 06	LANGON 33
CIML MARSEILLE 1 table de macroscopie	Mr CHASSON	04 91 26 91 86	MARSEILLE 13
CACP ROUEN 1 table de macroscopie, 2 armoires ventilées, paillasse de laboratoire	Mr COURVILLE	02 35 89 57 57	ROUEN 76
CACP PERIGUEUX 1 table de macroscopie, 1 armoire ventilée	Mr BUI	05 53 09 04 93	PERIGUEUX 24
BIOMNIS 1 table de macroscopie, 1 armoire ventilée	Mr REZZEG	04 72 80 57 12	LYON 69
LAPVSO 1 table de macroscopie	Mme DEGORCE	05 34 40 77 66	TOULOUSE
CH SAINT GERMAIN EN LAYE 1 confinement de table de macroscopie, 1 zone de réception échantillons, 1 confinement paillasse	Mme LEVY BEFF	01.39.27.51.08	SAINT GERMAIN /LAYE
CACP BOURGOIN JAILLEU 1 table de macroscopie, 1 armoire ventilée	Mme BRINGEON	04 74 43 81 38	BOURGOIN JAILLEU 38
CHU FORT DE FRANCE 1 confinement de table de macroscopie, 1 zone de réception échantillons, 1 confinement paillasse	Mr VENTADOUR	05 96 55 23 88	FORT DE FRANCE
LABORATOIRE SERVIER 4 armoires ventilées	Mr LEBON	02 38 23 86 00	GIDY 45
CACP NOUMEA 1 table de macroscopie, 1 Hotte	Mme BARON-DUBOURDIEU	04 74 43 81 38	NOUMEA
CACP AVON 2 tables de macroscopie, 1 confinement pour colorations spéciales	Mme DECLERCQ	01.60.71.08.29	AVON 77

Client	Contact	Tél	Ville
CH ANGERS 3 tables de macroscopie	Mr BOULIGAND	02.41.35.46 53	ANGERS 45
CH BLOIS 1 table de macroscopie, 1 poste de réception, 1 armoire transmurale	Mr BRUANDET	02 54 55 66 33	BLOIS 41
CH Mantes la Jolie 1 table de macroscopie	Madame ROPERCH	01 34 97 43 49	MANTES LA JOLIE 78
CACP COMPIEGNE 1 table de macroscopie, 1 armoire stockage formol, 1 paillasse de réception, Ensemble de paillasses standards, Confinement des automates de déshydratation, etc.....	Mr BONTE	03 44 92 68 00	COMPIEGNE 60
CRLCC ANGERS 2 tables de macroscopie, 1 armoire transmurale, armoires stockage produits chimiques, etc....	Mme VERRIELE	02.41.35.27.00	ANGERS 45
UNILABS LILLE 6 tables de macroscopie, 4 tables de réception, 2 PSM, armoires ventilées, paillasses, etc...	Mme THELU	03 20 97 40 75	LILLE 59
IHP LE BOUSCAT 2 tables de macroscopie, armoires ventilées, confinement de paillasses, etc....	Mme SOUPLY	05 57 22 22 94	LE BOUSCAT 33
ICO NANTES 3 tables de macroscopie, 2 armoires ventilées, PSM, armoires stockage, paillasses etc....	Mme VERRIELE	02.41.35.27.00	NANTES 44
INSTITUT BORDET 4 tables de macroscopie, 1 tour de ventilation et de filtration, etc...	Mme ROY	0032 2541 33 94	BRUXELLE BELG
CH LE HAVRE Confinement table de macroscopie VOGEL, Confinement table de réception.	Mme TOURNACHE	02 32 73 33 65	LE HAVRE 14
CH LE CHESNAY Paillasse de réception ventilée avec moteur et filtre intégré, Paillasse ventilée pour colorations spéciales	Mme DJAFFER	01.39.63.87.39	LE CHESNAY 78
CH DAX 3 tables de réception, 1 poste de gestion des déchets, 1 armoire transmurale, etc....	Mr DAUZAN	05 58 91 49 55	DAX 40
CACP MARTINIQUE 1 table de macroscopie, 2 armoires ventilées, 1 tables de réception	Mr SOCRIER	0590268496	MARTINIQUE
CACP BEZANNES 3 tables de macroscopie, 4 tables de réception, armoires ventilées, PSM, confinement de paillasses, paillasses, etc....	Mr CARON	03 26 40 56 78	BEZANNES 51
CACP SAINT OMER 2 tables de macroscopie, 2 tables de réception, 3 armoires ventilées, confinement de paillasses, paillasses, etc....	Mr RIVIERE	0321988625	SAINT OMER 62
CH HaI NORD FRANCHE COMTE 2 tables de macroscopie, 2 tables de reception, 1 armoire ventilée trasmurale	Mr MARCIAN	0384985602	TREVENANS 25
CACP EVREUX 1 table de macroscopie, 1 table de macrobiopsie, 1 paillasse de réception, paillasses de laboratoire	Mr BARHOUM	02 32 38 88 40	EVREUX 28
CH AGEN 3 armoires ventilées stockage formol	Mr MASSON	05 53 69 71 89	AGEN 47
CH ANTONY 1 Hotte FORMAHOOD 1000 et 2 armoires ventilées stockage formol pour le bloc opératoire	Mr THOMAS	01 46 74 43 05	ANTONY 92
CH PERPIGNAN 1 paillasse ventilée inox avec placard bas	Mr CUESTA	04 68 61 67 29	PERPIGNAN 66
CLINIQUE SAINT JOSEPH 1 table de macroscopie TECHPATH 1500	Mr PERRAIS	02 41 41 74 80	TRELAZE 49
CENTRE A LACASSAGNE 1 table de macroscopie TECHHOOD 1500	Mr TOUSSAN	04 92 03 11 72	NICE 06
CLINIQUES DE L'EUROPE 2 tables de macroscopie TECHPATH 2600, 1 Banque d'accueil, 2 Postes de gestion des déchets, 1 paillasse de coloration confinée, 1 placard VIP, 2 armoires de stockage inox, 1 armoire transmurale inox, 5 armoires anti-feu et 5 armoires multirisques.	Mme ROBERT	003226142000	UCCLE Belgique
CACP BORDEAUX 1 table de macroscopie TECHPATH 2700, 1 Postes de gestion des déchets	Mme MAZEIRAUD	05 57 81 23 10	BORDEAUX
CHU ANGERS 1 Postes de gestion des déchets, 1 confinement pour automate de déshydtation	Mme FOUCAULT	02.41.35.41.67	ANGERS
UCB PHARMA 3 tables de macroscopie type perfusion	Mr MIMMO	+32 486 62 39 49	BRENNE L'ALLEUD Belgique

Etc.....