

GLACIERES PORTABLES

BIOBASE



Glacières portables pour le transport des échantillons histologiques frais

- Permet de conserver au frais jusqu'à 24 h
- Panneaux isolants PU CFC sans polyuréthane
- Adapté pour le stockage des échantillons frais, vaccins, produits sanguins, échantillon congelés, etc...
- Plusieurs modèles disponibles



LCX-6L



LCX-12L



LCX-17L



LCX-20L



LCX-33L



LCX-54L



Ice vessels

Données techniques

Modèles	LCX6L	LCX12L	LCX17L	LCX20L	LCX33L	LCX54L
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	340x230x280	420x240x300	460x300x340	440x270x310	570x310x370	645x395x420
Dimensions intérieures (LxPxH mm)	226x140x210	330x170x225	350x220x250	375x215x250	450x225x300	525x300x335
Capacité	6L	12L	17L	20L	33L	54L
Températures	2-8°C					
Durée de stockage (Temp amb. 30°C)	>48H	>24H				>48H
Matériaux int.	PP					
Matériaux Ext.	PU					
Plaques eutectiques	6(CMB400)	6(CMB400)	2(CMB1200)	8(CMB400)	2(CMB1200)	4(CMB1500)
Charge maximum	6kg	8kg	15kg	18kg	25kg	60kg
Accessoires en option	Thermomètre avec affichage digital					
Poids Net	1.9kg	1.9kg	3.2kg	3.5kg	3.5kg	7.8kg