FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : PLAQUE CHAUFFANTE

Référence : OTS 40

Fabriquant : MEDITE

5 TAILLES DISPONIBLES

Plaque chauffante en Aluminium, couverte d'epoxy pour une meilleure stabilité de la température.

Contrôle électronique de la température.

Echelle de température :

De 30 à 99°C

Hauteur : 8 cm

Poids: 1.7 à 5.4 kg

230V / 50 Hz / 75 - 500 VA











OTS 40 1520	150x200 mm	**230 V / 50 Hz**	**01-4001-00**
OTS 40 1540	150x400 mm	**230 V / 50 Hz**	**01-4002-00**
OTS 40 2025	200x250 mm	**230 V / 50 Hz**	**01-4003-00**
OTS 40 2530	250x300 mm	**230 V / 50 Hz**	**01-4004-00**
OTS 40 3040	300x400 mm	**230 V / 50 Hz**	**01-4005-00**



Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.

TECHINTERLAB. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 45. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@techinterlab.fr
site : www.techinterlab.fr