FICHES TECHNIQUES



Impression :

Technologie d'impression :.....Laser
Résolution d'impression :.....600 ppp
Vitesse d'impression :.....10 lames / minute
(selon la taille d'impression)

Dimensions :

Longueur :.....22 cm
Largeur :.....7 cm
Hauteur :.....26 cm
Poids :.....2.9 kg

Traitement des lames :

Type de lame.....Couleur peinte ISO 8037-1
Mode de chargement.Cartouche
Taille du chargeur.....100 lames
Mode de livraison.....Simple / Plateau

Interface de communication :

Interface de données : USB/Ethernet
Interface LIS : Pilotes / Windows Mode brut
Logiciel d'étiquetage : Bartender/ Nicelabel

GordiamKey
Medeon Science Park
20512 Malmö, Sweden

GORDIAMKEY

Découvrez **la plus petite** imprimantes de **lames laser**



Imprimez vos lames de microscope avec Uniprint Slide


Diapositive Uniprint
gordiamkey.com

Uniprint Slide



Oui, c'est tellement petit...





Et pourtant, si puissant.

Imprimez directement des lames de microscope haute résolution et durables avec Uniprint Slide, quels que soient leur couleur, leur surface ou leur charge.
Notre système laser innovant utilise une technologie nouvellement développée pour exploiter une grande puissance dans un format très compact.
Bénéficiez d'une impression nette et fiable pour plus de 3 millions de lames, garantissant une intégration transparente avec n'importe quel système, des automates de coloration aux scanners numériques.

Imprimez vos lames de microscope avec Uniprint Slide

Impressions sur lames de toutes couleurs

Tout type de lame de couleur standard peut être imprimé.
Peu importe la couleur, la surface, la charge ou la finition.

Compact et ergonomique

Faible encombrement : seulement 7 x 22 cm.
Facile à utiliser, simple et intuitif.

Rentable

Coûts d'exploitation et d'entretien extrêmement bas

Impression rapide et de haute qualité

10 lames par minute.
Image nette et contraste vif

Connexion ouverte

Compatible avec tout type de système LIS et PC autonome