MEDITE

eCep

Forceps chauffés électriques

Nouveau modèle



- **Contrôle précis de la température pour permettre la manipulation facile des échantillons en toute sécurité.**
- **Chauffés uniquement au niveau de la pointe pour le confort des utilisateurs**
- **Unité de contrôle conçue pour connecter 2 forceps**
- **Les forceps peuvent également être connectés directement sur les stations d'enrobage MEDITE TES et VALIDA**

www.medite.de

eCep



Le système est compose des éléments suivants:

1 unité de contrôle
1 forceps chauffé
1 câble électrique

Le forceps chauffé **eCep** permettent la manipulation facile des échantillons histologiques enrobés en paraffine en toute sécurité sans risque de contamination croisée. La température de fonctionnement entre 65 et 75°C élimine tout risqué de surchauffe pouvant endommager l'échantillon.

Le forceps est chauffé uniquement au niveau de la pointe pour le confort de l'utilisateur.

Le switch en façade permet la mise en fonction de l'appareil.

Configuration:

Système complèt avec 1 forceps 1 mm	**Cat. No. 43-0001-01**
Système complèt avec 1 forceps 2 mm	**Cat. No. 43-0002-01**
Système complèt avec 1 forceps 4 mm	**Cat. No. 43-0004-01**

Accessoires:

forceps 1 mm	**Cat. No. 43-0011-00**
forceps 2 mm	**Cat. No. 43-0012-00**
forceps 4 mm	**Cat. No. 43-0014-00**

Données techniques:

Dimensions du boitier (L/P/H):	123 x 162 x 57 mm
Poids:	1100 g
Alimentation électrique:	115/230V / 50/60Hz

Medite GmbH
Wollenweberstr. 12
31303 Burgdorf/Germany
Tel. +49 (0) 51 36/88 84–0
Fax +49 (0) 51 36/88 84–55
info@medite.de www.medite.de

Distributeur France:

TECH INTER
ZA du Clos de Villarceaux
78770 THOIRY
Tel : 01 34 94 20 40
Fax : 01 34 87 76 49
sales@tech-inter.fr www.tech –inter.fr