
Caractéristiques techniques



Impression

Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression	1 150 dpi
Vitesse d'impression (selon la taille de l'impression)	20 cassettes / minute

Dimensions

Longueur	25 cm
Largeur	20 cm
Hauteur	43 cm
Poids	7 kg

Gestion des cassettes

Type	Compatible laser
Chargement	Chargeur
Capacité / chargeur	40 cassettes
Nombre de chargeurs	8
Mode de sortie	Glissière

Interfaces de communication

Interface de données	USB / Ethernet
Interface SGL	Pilotes Windows / Mode Raw
Logiciels d'étiquetage	BarTender / NiceLabel


GordiamKey
Medeon Science Park
20512 Malmö, Suède

GORDIAMKEY

Imprimante de cassettes

8 chargeurs

GORDIAMKEY



Imprimez vos cassettes histologiques
avec Uniprint Cassette


Uniprint Cassette
gordiamkey.com

Uniprint Cassette Multi



Si compacte...





Et pourtant si puissante.

Imprimez des cassettes histologiques en haute résolution avec Uniprint Cassette. La technologie laser garantit une impression nette et durable pour plus de 3 millions de cassettes, dans un format compact et avec une intégration fluide à tous les systèmes, de la traçabilité à l'archivage.

Imprimez vos cassettes avec Uniprint Cassette.

Choisissez vos cassettes

Utilisez toutes les cassettes compatibles laser, quels que soient leur couleur ou leur forme.

Compacte et ergonomique

Empreinte au sol de seulement 20 x 25 cm. Utilisation simple et intuitive.

Économique

Coûts d'utilisation et de maintenance très faibles.

Impression rapide et de haute qualité

20 cassettes par minute. Image nette et contraste élevé.

Connectivité ouverte

Compatible avec tout type de SGL et avec un PC autonome.