FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : STATION D'ENROBAGE EN PARAFFINE



Référence : TES 99

Fabriquant : MEDITE

<u>Station d'enrobage modulaire comprenant</u> :

Trois compartiments séparés :

- 1 compartiment distributeur,
- 1 compartiment froid
- 1 compartiment de stockage.

Toutes les températures sont réglables séparément, contrôlées par un thermostat et indiquées sur un écran digital.
Proposée en blanc.

TECHINTERLAB. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 45. Fax : 33(0)1 34 87 76 49.
Email : sales@techinterlab.fr. site : www.techinterlab.fr

Elément distributeur TES 99.200 (250) version 5L

Compartiment distributeur pour l'enrobage des échantillons à déclenchement manuel
et par pédale. Equipé d'une lampe froide amovible et ajustable.
Réglage du débit de la paraffine.
Horloge programmable pour la plaque de travail et le bac paraffine
Deux connecteurs en façade pour pinces chauffées électriques
Contrôle électronique de la température de 30 à 70°C.
Point de refroidissement pour l'orientation du spécimen, Diam 40 mm.
Température du point froid env.– 5°, Capacité du bac paraffine : 5 litres,
2 x 3 emplacements chauffés pour pinces. Plaque de travail chauffée de 360 x 245 mm,
Conception ergonomique avec repose-mains intégrée et Tiroir pour récupérer le surplus de paraffine
La loupe et la pince chauffée électrique sont des options (pinces disponibles en 1,2 et 4 mm d'épaisseur)
Fabriqué en Inox.
Dimensions totales P x L x H : 570 x 360 x 300 mm
Poids : 22 kg
TES 99.200 **230 V / 50 Hz / 350 VA** **02-9925 -00**



Elément froid TES 99.410

Grande Plaque froide en Inox de 520 x 260 mm, permettant de positionner
jusqu'à **110 blocs (90 moules**).
Température réglable de - 15° à + 15°C., Sans CFC.
Contrôle électronique de la température et affichage digital.
Dimensions totales : 570 D x 500 W x 300 H mm Poids : 25 kg
TES 99.410 **230 V / 50 Hz** **02-9941 -00**

TECHINTERLAB. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 45. Fax : 33(0)1 34 87 76 49.
Email : sales@techinterlab.fr. site : www.techinterlab.fr

Elément froid TES 99.420

Petite Plaque froide en inox 360 x 260 mm permettant de positionner **80 blocs (60 moules**).
Température réglable : -10 à +15°C, Sans CFC Contrôle électronique de la température
et affichage digital.
Dimension total : 570 P x 360 L x 300 H mm Poids : 20 kg

TES 99.420	**230 V / 50 Hz**	**02-9942 -00**

Elément de stockage TES 99.600

Elément thermique pour conserver les cassettes avec les tissus traités et pour
préchauffer les moules comprenant 1 bac chauffé pour le stockage des échantillons
dans de la paraffine liquide et 1 compartiment chauffé pour les moules.
Les deux compartiments disposent d'un système individuel de réglage de la température avec
affichage digital de 30 à 75°C
Dimension totales : 570 D x 360 W x 300 H mm Poids: 15 kg

TES 99.600	**230 V / 50 Hz**	**02-9960 -00**

Options pour TES:

- **Loupe amovible pour TES 99.250**
- **Loupe** **46-0088 -01**

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.

TECHINTERLAB. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 45. Fax : 33(0)1 34 87 76 49.
Email : sales@techinterlab.fr. site : www.techinterlab.fr