TECH interlab

INNOVATION & PERFORMANCE


IMPRIMANTE DE CASSETTE À LA DEMANDE EMR830

FICHE TECHNIQUE

L'EMR830 est une imprimante laser UV de cassettes conçue pour l'impression à la demande, idéale pour une installation à proximité du poste de macroscopie. Grâce à son système multi-hoppers et à sa vitesse élevée, elle permet une identification rapide, fiable et permanente des cassettes, sans consommables (ni ruban, ni encre).


FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

- Impression laser UV sans contact, sans ruban ni encre.
- Impression haute résolution 500 DPI (option 2500 DPI).
- Impression rapide : moins de 3 secondes par cassette.
- Système on-demand : impression cassette par cassette.
- 6 hoppers pouvant accueillir chacun 80 cassettes (avec ou sans couvercle).
- Capacité totale : 480 cassettes chargées.
- Bac de sortie : 6 cassettes imprimées.
- Impression permanente, résistante aux solvants chimiques.
- Fonctionnement silencieux (≤ 65 dB), sans fumée ni émanation (laser 1 W).
- Compatible avec toutes les cassettes acétal du marché.
- Intégration possible aux systèmes LIS / HIS, connexion scanner externe.









TECH interlab

INNOVATION & PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Type d'appareil	Imprimante laser de cassettes
Modèle	**JQ-EMR830**
Type de laser	Laser ultraviolet
Résolution	500 DPI (2500 DPI en option)
Vitesse d'impression	< 3 s par cassette
Capacité totale	480 cassettes
Capacité par hopper	80 cassettes
Nombre de hoppers	6 (avec ou sans couvercle)
Capacité bac de sortie	6 cassettes
Angle d'impression	35° et 45°
Dimensions (L × P × H)	510 × 300 × 366 mm
Poids	30 kg
Température de fonctionnement	15 °C à 30 °C
Niveau sonore	≤ 65 dB
Puissance laser	1 W
Alimentation	AC 90–240 V, 50/60 Hz, 350 W
Connectivité	Port USB
Certifications	ISO 13485, CE, FDA