TECH interlab

INNOVATION & PERFORMANCE


IMPRIMANTE AUTOMATIQUE DE LAMES GM640 (P)

FICHE TECHNIQUE

La GM640P est une imprimante laser haute résolution conçue pour l'impression en série de lames de microscope. Grâce à sa technologie laser UV et à son système de traitement d'image de classe médicale, elle assure un marquage net, permanent, résistant aux solvants et parfaitement lisible, même en usage intensif. Son système de chargement par cartouches et son fonctionnement automatisé permettent une grande capacité de production tout en garantissant une identification fiable et standardisée des lames.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

- Technologie laser UV avancée pour une impression sans contact, propre et durable.
- Impression haute définition compatible 1D / 2D, texte, symboles, graphiques et logos.
- Système optique optimisé offrant une précision stable et résistante aux solvants chimiques.
- Impression rapide : traitement automatique par séries, idéal pour les grandes rotations.
- Compatible avec les lames standard ISO 8037, toutes couleurs et finitions.
- Large capacité de chargement : 3 entrées (50 lames chacune) ou 2 entrées + sortie 50 lames.
- Utilisation simple : écran LCD tactile (version P), connexion PC, pilotage via logiciels LIS/LIMS.
- Nettoyage minimal, maintenance réduite, grande fiabilité.
- Support des impressions en mode lots avec gestion avancée des queues d'impression.





TECH interlab

INNOVATION & PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Valeur
Type d'imprimante	Imprimante laser pour lames
Modèle	**JC-GM640(P)**
Type de laser	Laser UV
Résolution	**500 DPI**
Dimensions (L × P × H)	**46 × 24 × 35 cm**
Poids	**25 kg**
Alimentation	AC 90–240 V, 50/60 Hz, 300 W
Niveau sonore	≤ 65 dB
Connectivité	USB2.0 / USB3.0 et Ethernet
Vitesse d'impression	3 s par lame (batch), 20–60 lames/min selon lot
Capacité de chargeur	2 chargeurs × 100 lames
Capacité de sortie	200 lames
Type de lames	Standard ISO 8037, toutes couleurs
Certifications	ISO13485, CE, FDA