FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : AUTOMATE DE COLORATION DES LAMES

Référence : TST 44.2

Fabriquant : MEDITE



Automate de coloration **A CHARGEMENT CONTINU ET PROGRAMMABLE**, pour les colorations de routine, capable de travailler parallèlement jusqu'à 10 paniers avec des programmes différents ou identiques.
44 stations dont 30 stations avec agitation,

Comprenant :

- 4 stations de chargement**,**
- 4 stations de déchargement**,**
- **4 stations eau courante,**
- **2 stations étuve**
- Grand écran couleur et guide utilisateur
- Logiciel en français
- Batterie de secours évitant l'interruption des programmes.

En cas de coupure plus longue transport automatique des paniers dans un bain de secours, si désiré.
Mémorisation et stockage des programmes sur carte mémoire. 20 programmes et 85 noms de réactifs.
Possibilité de connecter une alarme déportée dans une autre pièce. Port imprimante.

Livré avec :

- 38 bacs,
- 6 bacs d'eau,
- 4 paniers 30 lames ou 4 adaptateurs compatibles avec la colleuse de lames RCM 60/90/2000 ou les autres marques.

Dispositif d'extraction des vapeurs par filtre charbon et connexion à une extraction externe.
Couvercles pour toutes les stations.
Dim.: 1210 L x 620 D x 640 x H mm.
Poids : approx. 75 kg

TST 44.2* **230 V / 50 Hz** **04-4420-00**

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement

Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.

TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr. site : www.tech-inter.fr