EXAKT®
precision matters



CONÇUE POUR LA PATHOLOGIE

COUPE PAR RUBAN DIAMANTÉ

TECH interlab

Distributeur exclusif EXAKT pour la France
TECHINTERLAB
ZA Les Clos de Villarceaux
78770 Thoiry
Tél. 01 34 94 20 45
sales@techinterlab.fr
www.techinterlab.fr

EXAKT®

CONÇUE POUR LA PATHOLOGIE

APPLICATIONS POLYVALENTES

Tissus durs et mous : os, implants,
tumeurs et tissus mous.

SÉPARATION PRÉCISE

Positionnement aisé pour réaliser des tranches jusqu'à 1 mm,
avec orientation de l'échantillon guidée par laser.


QUALITÉ DE SURFACE SUPÉRIEURE

Sans artefacts, microfissures ni éclats.

TRAITEMENT PROPRE

Conçue pour une évacuation d'eau continue,
sans stagnation.









REFROIDISSEMENT PAR EAU INTÉGRÉ

Le flux d'eau continu empêche la formation de poussières et l'échauffement de l'échantillon.

SÉCURITÉ MAXIMALE

Les rubans diamantés réduisent nettement le risque de blessure.
Le flux d'eau ciblé et continu le long du ruban diamanté élimine poussières et salissures de l'air.

NETTOYAGE HYGIÉNIQUE SANS EFFORT


Acier inoxydable, grandes surfaces et peu d'arêtes. Pièces facilement démontables pour un nettoyage hygiénique.

ENTRETIEN SIMPLE POUR L'OPÉRATEUR

Remplacement du ruban et réglage de sa tension sans outil.



EXCELLENTE QUALITÉ DE SURFACE



Les appareils de coupe par ruban diamanté EXAKT ne coupent pas comme des scies de boucher : ils travaillent par ponçage extrêmement localisé, ce qui garantit une qualité de surface remarquable. Les surfaces, sans artefacts, microfissures ni éclats, permettent d'examiner et d'évaluer immédiatement l'échantillon, car l'information cellulaire des tissus de densités très différentes reste intacte. Même les échantillons difficiles avec implants sont traités avec précision et en toute sécurité.
Le guidage de la coupe de précision est simple, et le travail est propre et silencieux.
Le refroidissement par eau limite la formation de poussières et évite l'échauffement de l'échantillon.
Le ruban travaillant par ponçage, il n'y a pas de risque immédiat de blessure en cas de contact involontaire.



EXAKT 302

EXAKT 312



PRÉCISE – POLYVALENTE – SÛRE

EXAKT®







RUBANS DE COUPE DIAMANTÉS EXAKT

- Acier inoxydable, sans déformation ni corrosion
- Monocouche de diamant noyée dans le nickel
- Différentes épaisseurs de ruban et granulométries
- Perte au trait de coupe réduite
- Fiables et résistants à l'usure
- Traverse sans effort vis et implants métalliques*

*EXAKT 312



EXAKT®



EXAKT 302


	EXAKT 302	EXAKT 312
Conçue pour	usage occasionnel	usage régulier et continu
Taille d'échantillon	110 / 180 mm (h x l)	220 / 360 mm (h x l)
Taille d'os max.	50 mm (tête fémorale)	220 mm
Implants métalliques	non	tous implants
Type	modèle de paillasse	modèle sur pied
Plan de travail	330 x 340 mm	685 x 600 mm
Réglage vitesse ruban	non	oui
Carter en acier inoxydable	oui	oui
Eau + pistolet de nettoyage	oui	oui
Éclairage LED du plan	non	en option
Guide de coupe laser	en option	en option
Pédale	non	en option
Kit de mobilité	non	en option
Encombrement au sol	600 x 500 mm	1000 x 800 mm
Poids	40 kg	150 kg

DES SOLUTIONS POUR TOUS LES ÉCHANTILLONS




EXAKT 312

RÉSEAU INTERNATIONAL – SUPPORT LOCAL



NOTRE APPROCHE





MADE IN GERMANY

SCAN ME

TECH interlab

Distributeur exclusif EXAKT pour la France
TECHINTERLAB
ZA Les Clos de Villarceaux · 78770 Thoiry
Tél. 01 34 94 20 45
sales@techinterlab.fr · www.techinterlab.fr

EXAKT®

EXAKT
Advanced Technologies GmbH
Robert-Koch-Straße 5
D-22851 Norderstedt/Germany
Tel. +49 40 52 95 60-0
info@exakt.de · www.exakt.de