

SCIE A RUBAN DIAMANTÉ EXAKT 312 PATHOLOGY



Points forts

- Très faible risque de coupure
- Très faible perte de coupe
- Conforme aux dernières normes de sécurité et d'hygiène dans le domaine médical (EN ISO 13849-1)
- Excellente qualité de surface de la coupe
- Utilisation mobile et universelle
- Très facile à utiliser
- Très fiable avec un faible coût d'exploitation







Précise – Sûre – Rapide – Hygiénique : La scie à ruban diamanté EXAKT 312 a été spécialement développée pour les exigences de la pathologie actuelle (médecine humaine et vétérinaire). Même les plus petites coupes jusqu'à 1–2 mm peuvent être réalisées à main levée – et cela sans risque de blessure pour l'opérateur. Qu'il s'agisse de tissus mous, d'os ou d'implants dans la structure du tissu osseux, tout peut être coupé rapidement et facilement. Les résultats sont également remarquables, avec des qualités de surface des coupes qu'aucune autre méthode de coupe n'est capable de reproduire. Un premier examen de la coupe peut généralement être effectué immédiatement sans autre traitement.

Équipée de diverses options, la scie à ruban diamant EXAKT 312 peut être équipée en fonction des différentes exigences du client.

Spécifications Techniques

SCIE A RUBAN DIAMANTÉ EXAKT 312 PATHOLOGY

Dimensions	
Surface d'installation (W x D x H mm)	1000 x 800 x 1800
hauteur (mm)	1550
Hauteur de fonctionnement (mm)	920
Poids approx. (kg)	150
Vitesse du ruban de coupe (m/min)	200–1200

Requis	
Raccordement eau – Entrée (Ø mm)	7,6
Raccordement eau – Sortie (Ø mm)	28
Température ambiante maximum (°C)	40


Dimensions des échantillons maximum	
Hauteur de l'échantillon max. (mm)	220
Largeur de l'échantillon max. (mm)	360
Surface de travail (W x D mm)	685 x 600

Connection électrique	
Variant 1: Voltage (V)	1 x 220–240
Fréquence (Hz)	50–60
Puissance (W)	1100











EXAKT Advanced Technologies GmbH
Robert-Koch-Straße 5 · D-22851 Norderstedt / Germany · T +49 (0)40.52 95 60-0 · F +49 (0)40.5 24 99 59 · info@exakt.de · www.exakt.de

Version2·12.2015