EXAKT

TECH interlab



Scie à ruban diamanté

EXAKT 300 CL & CP

Pour l'industrie



EXAKT 300 CP



EXAKT 300 CL

POINTS FORTS

› Pas de risque de coupure pour l'utilisateur

› Peut-être utilisé pour une grande variété de Matériaux et composites

› Permet d'obtenir une coupe précise avec une qualité de surface optimale sans déformation en une seule étape

› Très faible perte de matériel lors de la coupe

› Echauffement de l'échantillon minimum

› Régalage précis du fluide de refroidissement/lubrifiant

› Design Compact pour un gain de place sur votre paillasse

La scie à ruban diamanté de haute précision EXAKT 300 est parfaitement adaptée pour couper une grande variété de différents matériaux et de matériaux composites. Les résultats obtenus dépendant du matériel et du ruban de scie utilisé, permettent de répondre aux exigences les plus élevées en matière de qualité de surface. La scie EXAKT 300 est équipée d'un guide parallèle avec porte support échantillon et son design compact permet de l'intégrer facilement dans votre laboratoire. Le porte support échantillon peut être équipé d'une grande variété de supports échantillons. Ainsi vous pouvez fixer de manière simple et sécurisée des échantillons de forme et de compositions différentes. L'option "Mode CP" permet de faire osciller l'échantillon en permanence selon différentes déflections. Ce procédé permet d'améliorer la qualité des résultats et de réaliser vos coupes 10 fois plus rapidement.










DONEES TECHNIQUES

Scie à ruban diamanté	EXAKT 300 CL & CP
Dimensions	
W x D x H (mm)	1,000 x 800 x 850
Hauteur (mm)	800
Hauteur de travail (mm)	350
Poids approx. 50 (kg)	
Vitesse du ruban de coupe (m/min)	10–560
dimensions des échantillons	
Hauteur max. (mm)	100 max
Profondeur max (mm)	70
refroidissement/lubrification	
Connection eau courante (dia. mm)	6
Evacuation dia. mm 14 max	
Remplissage 5 (l) approx.	
Pompe de circulation	oui
Température ambiante Max (°C)	40
Electricité	
Version 1: Voltage (V)	1 x 220–240
Fréquence 50-60 (Hz)	
120 output (w)	



TECH-INTER ZA DU CLOS DE VILLARCEAUX 78770 THOIRY

TEL : 01 34 94 20 40. Fax : 01 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.eu