FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : BAIN-MARIE RECTANGULAIRE

Référence : TFB 35

Fabriquant : MEDITE



Bain-marie rectangulaire avec bac en verre amovible.

Réglage électronique de la température avec affichage digital.

Grande surface de travail chauffante en acier inoxydable pour le séchage des coupes.

Eclairage anti-éblouissement de la surface de l'eau par LED.

Gamme de température : jusqu'à 55°C.
Capacité : 1,5l / 2,8l

Dim.:Total: 430 L x 365 P x 160 H mm

Bac: 270 L x 165 P x 50 H mm

Plateforme chauffée : 370 L x 75 P mm

TFB 35.000	**230 V / 50 Hz**
01-3500-00	
TFB 35.500	**230 V / 50 Hz**
01-3550-00	

Grande profondeur (bac 165 x 270 x **80 mm**)

Accessoires pour TFB 35

Bac en verre jusqu'au n° de série 902 635 049	**51-4550-00**
Bac en verre jusqu'au n° de série 903 100 069	**51-4552-00**
Bac en verre pour TFB 35.500	**51-4553-00**
Couvercle aluminium	**11-4550-00**

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement
Délai de livraison : 4/6 semaines à réception de commande.

TECHINTERLAB. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 45. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@techninterlab.fr.
site : https://www.techinterlab.fr/