FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : DISTRIBUTEUR POUR LA PARAFFINE

Référence : 4222

Fabriquant : KALTEK



Pour faire fondre la paraffine neuve en 30 minutes.
Réservoir de paraffine de 7.5 litres contrôlé par thermostat.
Robinet ¼ de tour.

Dimensions : 390 L x 590 P x 550 H mm

4222 **230 V / 50 Hz**

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.

TECHINTERLAB. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 45. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@techgroupe.com. site : https://techinterlab.fr/