FICHE TECHNIQUE



INSTRUMENT :
DISTRIBUTEUR / RECYCLEUR POUR LA PARAFFINE

Référence : L 15

Fabriquant : MEDITE

Pour faire fondre, filtrer et recycler la paraffine neuve ou usagée.
Réservoir de paraffine de 15 litres contrôlé par thermostat.
Robinet ¼ de tour et cartouche filtrante.

Dimensions: 390 L x 590 P x 550 H mm
Poids : 19 kg

L 15	**230 V / 50 Hz**	**02-1800-00**

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.

TECHINTERLAB. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 45. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@techinterlab.fr
site : https://techinterlab.fr/