
TAPIS NEUTRAPADS™ SCIGEN™ POUR LE FORMOL

Tapis pour l'absorption et la neutralisation du formol 10%, certifié CAL/EPA, réduisant significativement les effets nocifs des vapeurs. La conception du tapis retient le formol et le neutralise, le film plastique évite la dispersion des liquides dangereux pour conserver une zone de travail propre et sèche. Le NeutraPad permet d'absorber jusqu'à 80 ml de formol. Ils peuvent être utilisés sur des étagères ou dans le véhicule lors du transport des échantillons pour absorber les fuites éventuelles.

			C
CODE	DESCRIPTIF	Dim	COND.
4295	Tapis NeutraPad	203 x 254 mm	100
4297	Tapis NeutraPad	279 x 435 mm	15







NEUTRAWIPES™ SCIGEN™ STARTER PACK

Simples d'utilisation pour la sécurité du personnel, les lingettes Neutra Wipes™ sont conçues selon la certification CAL/EPA pour la gestion sécurisée des déchets de formol. Vous pouvez utiliser ces lingettes pour absorber et neutraliser rapidement les petites fuites de formol sur les étagères de stockage de flacons de formol, les paillasses, etc…

CODE	DESCRIPTIF		COND.
4278	Distributeur avec 1 rouleau de NeutraWipes	60 lingettes	1
4279	4 rouleaux de 60 lingettes NeutaWipes	240 lingettes	1



