FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : SYSTEME POUR LA POLYMERISATION

Référence : E520

Fabriquant : EXAKT



Système pour l'enrobage des échantillons médicaux et industriels en résine.

Caractéristiques techniques :

- Effet thermique minimal sur l'échantillon,
- Polymérisation stable avec un niveau élevé de durcissement,
- Formation minimale de bulles et de craquements,
- Moules réutilisables,
- Possibilité de refroidissement par circulation d'eau.

Spécifications techniques :

- Poids 12.5 kg,
- Encombrement : L600 x P450 x H 400 mm,
- Voltage 220 V,
- Output : 30W

Si utilisé avec de l'eau deux tuyaux (alim et rejet) sont requis.

Débit eau requis : 3-4 litres par heure.

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement

TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr. site : www.tech-inter.fr

Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.

TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr. site : www.tech-inter.fr