FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : SYSTEME POUR DESHYDRATATION ET INFILTRATION RESINE

Référence : E510

Fabriquant : EXAKT



Système pour la déshydratation et l'infiltration des échantillons en résine (Technovit 7200 par exemple) pour les applications médicales et en recherche sur les biomatériaux.

Le E510 est destiné aux laboratoires traitant un nombre réduit d'échantillons mais recherchant une qualité optimale.

L'agitation permet de renouveler le réactif en contact avec l'échantillon pour améliorer son efficacité.

La durée standard de traitement est de 12 jours.

Caractéristiques techniques :

- 6 cuves en aluminium étanches à la lumière pouvant être agités simultanément,
- 10 béchers en verre pour échantillons,
- 10 paniers échantillons en inox,
- Déshydratation sous vide possible à 7-10 mbar dans 2 cuves pour certains échantillons (samples with bone cement),
- vitesse variable,
- en option pompe à vide double tête.

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.

TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr. site : www.tech-inter.fr