FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : SYSTEME DE RE INFILTRATION

Référence : E530

Fabriquant : EXAKT



Système pour la ré-infiltration des échantillons présentant des zones mal infiltrés et polymérisés.

La cause la plus fréquente est une déshydratation insuffisante. Si des zones sont molles, l'échantillon sera difficile à couper ou à poncer entrainant un risque de détachement de l'échantillon durant les dernières phases de coupe ou de ponçage.

Avec l'E530 les échantillons peuvent séchés et ré-infiltrés avec de la résine (Technovit 7200) et ensuite polymérisés. Idéal pour les applications osseuses ou les gros échantillons inclus en résine.

Caractéristiques :

- Plateau chauffant,
- température constante 40°C,
- Polymérisation avec lumière bleue,
- Contrôle de la durée de polymérisation,
- Couvercle vide D 150 mm,
- Pompe à vide pour le séchage
- polymérisation 35 mbars abs.

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement

TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr. site : www.tech-inter.fr

Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.

TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr. site : www.tech-inter.fr