FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : SCIE A RUBAN DIAMANTE



Référence : 312

Fabriquant : EXAKT

Système complet dédié aux applications histologiques conçu pour réaliser des coupes de précision sur des échantillons frais et/ou durs mais aussi des implants. Scie à ruban diamanté afin d'obtenir une surface de grande qualité en réduisant la perte d'échantillon durant la coupe.

Préservation de l'échantillon, Conservation des informations cellulaires (pas d'échauffement de l'échantillon). Nettoyage et rinçage du ruban après la coupe.

Pas de risque de coupure de l'utilisateur même si vous maintenez l'échantillon entre vos mains lors de la coupe, contrairement aux scies dentées.

Vous pouvez toucher le ruban de scie lors de la coupe sans aucun risque.

Peu de risque d'infection grâce aux jets d'eau qui évitent les poussières lors de la coupe. Possibilité de couper des gros échantillons (fémur). Très simple d'utilisation.

Nettoyage et désinfection : Structure en acier inoxydable. Système de nettoyage par spray utilisable. Les rollers sont amovibles pour être nettoyés. Plateau de travail amovible.

Enceinte en acier inoxydable à ouverture simplifiée (aimants) pour un entretien facile.

Livrée avec un ruban de scie diamanté 0,3 mm D 151 Macro.

Accessoires d'aide à la coupe en option :



- Echelle graduée,
- Guide pour coupes parallèles en série,
- éclairage de la zone de coupe,
- Guide laser,
- Pistolet de nettoyage,
- Protection anti-éclaboussure.

Consommation électrique : 1100 W. 230 V / 50 Hz

Dim : L 790 x H 1600 x P 700 mm

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande

TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr. site : www.tech-inter.fr