CRYOPLATE mini

Distribué par :

TECH interlab

# REFROIDISSEMENT RAPIDE DES BLOCS




## Pourquoi choisir la Cryoplate 4 ?

*** Compacte. Profil bas.**
Faible encombrement et faible hauteur pour une utilisation ergonomique

*** Fonctionnement pratiquement silencieux.**
Moins de 10 dB à 1 mètre de distance

***Zéro vibrations.**
Absence totale de vibrations

*** Longue durée de vie.**
Technologie de refroidissement à semi-conducteurs
Pas de gaz ou de liquide en circulation

**La technologie de la Cryoplate Maintenant dans une version ultra-compacte. Juste au dessus de votre microtome !**

GordiamKey
Medeon Science Park
20512 Malmö, Sweden

GORDIAMKEY

www.gordiamkey.com

CRYOPLATE mini


Distribué par :

TECH interlab

# Rendez vos coupes parfaites avec la Cryoplate mini !

De l'air à température ambiante est constamment transporté dans la plaque froide par le ventilateur.
Une fois que l'air s'approche de la surface froide, il condense l'humidité ambiante en créant une fine couche d'humidité au-dessus de la couche givrée.
Le puissant système de refroidissement à semi-conducteurs maintient constamment la température basse et uniformément répartie sur la surface.
Les blocs de tissu sont donc refroidis rapidement et absorbent les microparticules d'humidité, évitant la formation de fissures et donnant les meilleurs résultats lors de la coupe.

**Obtenez toujours des coupes parfaites avec la Cryoplate !**



# Spécifications techniques

## Fonctionnement

Technologie de refroidissement innovante (-5°C à -15°C)
Aucune vibration

| | |
|---|---|
| Niveau de bruit | Virtuellement silencieuse<br>Moins de 10dB @ 1metre |
| Consommation max | 70 W |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions | 19x 26 |
| Hauteur de travail | 2.5 cm |
| Capacité | 12 cassettes |
| Poids | 3.6 Kg |

Modèle CP4Xm Compatible LABiOT




GordiamKey
Medeon Science Park
20512 Malmö, Sweden

GORDIAMKEY

www.gordiamkey.com