FICHE TECHNIQUE

INSTRUMENT : PLAQUE FROIDE

Référence : CP4S

Fabriquant : GORDIAMKEY



Plaque froide compacte 33 x 26cm pour 27 cassettes
température de -15°C à -5°C avec contrôle manuel

Système de réduction du givre sur la plaque froide

Pas de vibration
Silencieuse moins de 10 dB à 1m de distance

Economique 135W

Légère 7,6kg

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement

Délai de livraison : 4/6 semaines à réception de commande.

TECHINTERLAB. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 45. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@techgroupe.com
site : https://techinterlab.fr/