DEPARAFFINEUR DE CASSETTE


TR 302

Déparaffineur de cassettes manuel, avec système de chauffage de la plaque de travail rapide. Température constante. Plateau de travail incliné, avec rainures pour un drainage de la paraffine dans le tiroir de récupération.



Caractéristiques :

Plateau en aluminium rainuré et incliné
Tiroir de récupération de la paraffine d'une contenance de 300 ml
Température du plateau de travail : 85°C (+/- 2°C)
Durée de la montée en température : 5 à 8 minutes
Dimensions : L 160 x P 285 x H 120 mm
Poids : 1.95 kgs
230 V 50Hz 0.3A





Consommable :

Cuvettes plastiques jetables pour le tiroir de récupération de la paraffine



Garantie : 1 an pièces, main d'œuvre et déplacement.

TECHINTERLAB. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 45. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@techinterlab.fr.
site : www.techinterlab.fr