ARMOIRES DE STOCKAGE POUR LE FORMOL AVEC FILTRE ET VENTILATEUR INTEGRES MONMOUTH SCIENTIFIC

Armoire standard avec caisson de ventilation et filtration spécifique formol intégrés, pour le stockage des échantillons histologiques conservés dans le formol.

APPLICATIONS :
Stockage des flacons et seaux de formol
Stockage des échantillons fixés dans du formol en attente de recoupe
Stockage des échantillons fixés dans le formol dans les blocs opératoires



CARACTERISTIQUES :
Ventilation permanente par l'intermédiaire d'un ventilateur intégré dans la partie supérieure de l'armoire
Filtre spécial formol haute efficacité intégré à remplacer régulièrement
5 Tailles disponibles
6 Étagères en inox dont 4 sont ajustables en hauteur
Armoire en acier Zintec recouvert Epoxy
Portes battantes translucides fumées épaisseur 6 mm en acrylique
Option : bac de rétention pour étagères
Garantie 5 ans pièces

Spécifications	FSC600L	FSC600	FSC1200L	FSC1200	FSC1300
					
Dimensions Extérieures LxPxH mm	600x500x1300	600x500x2200	1200x500x1300	1200x500x2200	1300x500x2200
Dimensions Intérieures LxPxH mm	580x480x900	580x480x1800	1180x480x900	1180x480x1800	1280x480x1800
Débit	200m3/h		350m3/h		400m3/h
Filtre charbon formol	Oui 1 x 8kg		Oui 2 x 8kg		
Préfiltre poussière	Oui				
Ventilateur	Centrifuge				
Niveau de bruit	<53db(A)				
Alimentation électrique	240V-300W		240V-500W		
Matériaux	Acier recouvert d'Epoxy. Porte en acrylique fumée. Etagères en inox				
Options	Bac de rétention en inox pour étagères				
FILTRE FORMOL DE RECHANGE CF-0119 FILTRE POUSSIERE (lot de 10) PF-0028					

TECHINTERLAB – ZA le clos de Villarceaux, 78770 Thoiry – Tél : +33 (0)1 34 94 20 45
Email : sales@techinterlab.fr Site : https://www.techinterlab.fr/